

## Sentry 201

# Instrumento portátil de Fluorescencia polarizada (FPA)

#### **Características**

- · Lectura automatizada, elimina subjetividad del operador
- · Volumen de muestra necesario: solo 10µl
- · Rapidez de resultados confirmatorio
- · No genera errores con suero hemolizado
- Diferencia animales infectados de vacunados con cepa 19
- · Se puede realizar en terneros, 90 días post-vacunación



#### **Especificaciones**

Sensibilidad	99,02%
Especificidad	100%
Tiempo de Lectura/ muestra	< 10 seg.
Alimentación	Batería recargable



### Kit Brucella FPA Ellie





- · Rinde 250 determinaciones
- Aprobado por SENASA (19-056)
- · Entrega inmediata

Tenemos los tubos de borosilicato para tu equipo, consultanos!